

ポータブルネブライザ(吸入器)の開発 一ぜんそくの子供たちを 安心して屋外で遊ばせたい一

:オムロン株式会社 研究・開発機関

: 白社設備 利用施設

:64ビット16コア程度のPCを10数台設置 計算規模

解析時間は1日弱を目標で活用

利用ソフトウェア: ANSYS、Marc、SOLIDWORKS Simulation、Moldflow、

TIMON、JMAGなど

efore

●ネブライザ (吸入器) は、薬剤を経口吸入す るための医療器具として処方され、薬とセッ トで提供されます。ネブライザには、超音波 で薬液の表面に振動を与え、直接霧を出す などの方式がありますが、据え置き式のた め、患者が安心して屋外活動をすることが できませんでした。

fter

○当社は、薬液の噴霧部に小さな穴があい た薄い円盤の下から振動を与え、薬液を噴 霧させる方式で、消費電力小(単三電池)、 小型(持ち運び自由)なポータブルネブラ イザの開発に成功しました。これにより、患 者が安心して屋外活動ができるようになり ました。

■背景と目的

従来のぜんそく用吸入器(ネブライザ)は据え置き式で、発作が気になる人は屋外での活動を楽 しむことができませんでした。特に子供は外出をためらい、さらに不健康になります。ぜんそくの子 供を「自由に外で遊ばせたい」と考える強いニーズに応えるため、当社は小電力で低価格な小型・ 持ち運び自由なホータブルネブライザの開発を行いました(図1、図2)。しかし、必要な薬液の量 (噴霧量)と気道に留めるための粒子径(ミクロンオーダー)を最適に調整するネブライザの設計 は、試作実験を繰り返すアプローチでは難しく、品質工学とCAE(流体・振動)を活用して、論理的 なアプローチで行う必要がありました。




図1 ポータブルネブライザ




図2 ポータブルネブライザ構造

■利用成果

噴霧量、粒子径に影響を与えるメッシュの 孔径や振動の挙動を定量的に把握すべく、流 体CAEを用いて評価を行いました。その際、 CAEでメッシュの無数の穴をモデリングし て、粒子が飛び出す挙動を計算するのは、パ ソコンでは能力不足でした。そこで、ひとつ の穴に着目して、噴霧量、粒子径に影響を及 ぼす設計因子を抽出(図3)し、汎用流体CAE と品質工学を組み合わせて、各因子がどの程 度の影響を及ぼしているかを分析しました。

結果を図4に示します。

図4から、噴霧量、粒

子径に大きく影響する寸 法、振動の挙動を抽出

し、それらを最適な値に

設定することにより、所

定の噴霧量、粒子径が得

られることをCAEと実機

で確認しました(図5、

図6)。

A: H.Wa 図3 影響を及ぼす設計の因子の抽出




図4 噴霧量、粒子径に影響を及ぼす因子の導出

なお、影響を及ぼす設計因子の中で、「振動数」が噴霧量に影響を及ぼすこともわかったので、 メッシュだけでなく、振動子の固有値解析を行い、噴霧量が増える周波数で振動子が共振する設計 も行うことができました(図7)。





図5 噴霧挙動(CAE)

図6 噴霧挙動(実機)



メッシュ近傍の鮭対称モデル。

村料定数は固定し、振動子振幅、周波数 および孔形状(後、深さ、テーバー角など)

図7 振動子の設計案

品質工学とCAEを組み合わせて活用することで、噴霧現象を解明し、論理化・可視化でき、完成度の 高い設計ができました。今後は、使用材料等にもメスを入れ、これまで以上にQ(品質)、C(コスト)、 D(納期)、E(環境にやさしい)、S(安全)を満足し、より多くの方に役立つ商品を作りたいと考えて います。

7 6